

Cocher au crayon à bille rouge ou au surligneur

Biologie Médicale

☎ 20.8510 - 📠 20.8511

Identification du patient (ou étiquette patient)	Identification du service demandeur	
Nom :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">Etiquette service</p> <p>Code UF :</p> <p>Nom du service :</p> <p>Tel :</p> </div>	
Nom de naissance :		
Prénom :		
Date de naissance : .. / .. / ..		
N°IPP :		
	Date : .. / .. / ..	Heure du prélèvement : .. h ..
		Prescripteur :
		Préleveur :

Cadre réservé au laboratoire

Non conformité pré-analytique

Revue saisie (Initiales) : []

Acheminer la seringue héparinée au laboratoire dans les 30 minutes suivant le prélèvement.

Sang artériel

Sang veineux

Prélèvement capillaire

BG Gaz du sang

Température :

Attention : écrire lisiblement !

vs Air ambiant

vs Oxygénothérapie

Débit en l/min (en Oxygène) :

FiO₂ en % :

Optiflow FiO₂ en % :

vNI **VNI = Ventilation non invasive**

Débit en l/min (en Oxygène) :

FiO₂ en % :

vI **VI = Ventilation invasive**

FiO₂ en % :

MET Méthémoglobine

CO Carboxyhémoglobine

CAIO2 Calcium ionisé

CAIO1 Calcium à pH=7.40 (charge calcique)

2100 Lactates

2100v Lactates sang veineux

P50A p50 **sang artériel**

P50v p50 **sang veineux**

Sang de cordon

SCA Sang de cordon artériel

SCV Sang de cordon veineux

Renseignement complémentaire (**CJU**) : J1 J2

Protocole citrate

CAIO2 Calcium ionisé patient

CAIOM Calcium ionisé machine

Protocole ECMO

Température du patient :

BGL Seringue PAS

BGLV Seringue P2

BGLV Seringue P3