

HEMATOLOGIE ET BIOCHIMIE DE GARDE

A utiliser de 16h à 8h, ainsi que les dimanche et jours fériés

Cocher au surligner fluorescent (ou au crayon à bille rouge)
SURTOUT PAS DE FEUTRE

Identification du patient (ou étiquette patient)

Nom :
Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance : .. / .. / ..
N°IPP :

Identification du service demandeur

Etiquette service

Code UF :
Nom du service :
Tel :

Date : .. / .. / ..
Heure du prélèvement : .. h ..
Prescripteur :
Préleveur :

Cadre réservé au laboratoire

☐ Non conformité pré-analytique

Revue saisie (Initiales) : []

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

☐ Patient sortant ce matin

☐ Prélèvement effectué sur KT (PKT)

☐ Patient difficile à piquer

1 tube à bouchon vert bien rempli (sang)

Ionogramme

- ☐ K Potassium
☐ IO1 Na, K, Cl
☐ IO2 Na, K, Cl, CO₂
☐ IO2P Na, K, Cl, CO₂, Prot
☐ CA Calcium
☐ MG Magnésium
☐ PHOS Phosphore
☐ OSMP Osmolarité

☐ AMON Ammonium
(pochette réfrigérée)

- ☐ ACUR Acide urique
(uricémie)
☐ BILT Bilirubine
☐ GLY Glucose
☐ PROT Protéines
☐ URE Urée
☐ CREA Créatinine
☐ UC Urée + Créa
☐ COCF COCH Clairance Cockroft

Poids :kg

Enzymes

- ☐ GPT ALAT
☐ GOT ASAT
☐ EZ1 ALAT + ASAT
☐ CK CPK
☐ GGT GGT
☐ LDH LDH
☐ LIP Lipase
☐ PAL Phosphatase alcaline

☐ EZ3 Hépatobiliaire
(ALAT+ASAT+GGT+PAL)

☐ EZ4 Biliopancréatique
(LIP+ALAT+ASAT+GGT+PAL)

Marqueurs cardiaques

- ☐ TPI Troponine hypersensible
☐ NTBNP NT-ProBNP

Anémie

☐ HAPTO Haptoglobine

Inflammation

- ☐ CRP CRP
☐ PCAL Procalcitonine
☐ PCTSC Procalcitonine sang
de cordon

Protéines

- ☐ ALB Albumine
☐ HCGG βHCG
Date dernières règles :/...../.....

Contexte : ☐ G.E.U
☐ Fausse couche

Pharmacologie - Toxicologie

Contexte : ☐ suivi de tt ☐ intoxication

Traitement (obligatoire) :

Posologie et mode d'administrat° :

Date et H de la dernière prise :

- ☐ ALC Alcool
☐ DEPAK Ac. valproïque
☐ PHENO Phénobarbital
☐ DIGOX Digoxine
☐ PARAC Paracétamol

Antibiotiques

☐ Pic ☐ Vallée
☐ X (continu - seringue électrique)

- ☐ Gentamycine
☐ Tobramycine
☐ Vancomycine
☐ Amikacine

1 tube à bouchon gris (sang)

- ☐ LAC Acide lactique ☐ GLYF Glucose (hôpitaux extérieurs)

1 tube à bouchon violet (sang)	
☐ NF	Numération + Formule
☐ PLAQ	Plaquettes seules
☐ PALU	Recherche de paludisme

1 tube à bouchon bleu en + (sang)	
☐ PLACI	Plaquettes citratées

1 tube à bouchon bleu bien rempli (sang)			
Hémostase			
Traitement anticoagulant (TTCOA) : non ☐ oui ☐ lequel			
☐ TP	TP (sans AVK)	Heure dernière prise :	
☐ INR	INR		
☐ TCA	TCA	Posologie :	
☐ TCK	TCK (Pré-opératoire)		
☐ FIBC	Fibrinogène	☐ HNF	Anti Xa HNF
☐ DDIM	DDimères (CIVD)	☐ HBPM	Anti Xa HBPM
☐ DDIEP	DDimères (exclusion embolie pulmonaire)	☐ PRADA	Pradaxa
		☐ XAREL	Xarelto
		☐ ELIQ	Eliquis

1 tube à bouchon marron (sang)	
Pharmacologie - Toxicologie	Sérologie
Contexte : ☐ suivi de tt ☐ intoxication	Pour la maternité uniquement
Traitement (obligatoire) :	Dépistage hépatite B
Posologie et mode d'administrat° :	☐ AGHB AgHBs
Date et H de la dernière prise :	Grossesse : ☐ oui ☐ non
☐ LIS Lithium	

1 tube à bouchon beige (urines)	
☐ Volume /24H :	
☐ Echantillon	
Biochimie des urines	Toxicologie des urines
☐ OSMU	Osmolarité urinaire
☐ IOU1	Na/K
☐ CL24	Cl
☐ UR24	Urée
☐ CRE24	Créatinine
☐ AU24	Acide urique
☐ CA24	Calcium
☐ PHO24	Phosphore
☐ MG24	Magnésium
☐ SR24	Glucose
☐ PU24	Protéines
Médicaments ingérés (obligatoire) :	
Heure de la dernière prise :	
RECHERCHE	
☐ CAN	Cannabis
☐ COC	Cocaïne
☐ OPI	Opiacés
☐ AMPH	Amphétamines
☐ BENZD	Benzodiazépines
☐ ATCU	Antidépresseurs tricycliques

Uniquement après contact entre le prescripteur et le biologiste d'astreinte via le standard			
Bouchon marron	Bouchon vert	Bouchon bleu	Bouchon violet
☐ MNI MNI (Mononucléose infectieuse)	☐ TSI Test au synacthène	☐ AT3 Antithrombine	☐ SCHI Recherche de schizocytes
		Facteurs de la coagulation :	

Pour toute demande supplémentaire, se référer à la liste des examens urgents réalisés au laboratoire de biologie médicale disponible sur le manuel de prélèvement.